

Aiguilles de Huber et Polyperf®

GAMME COMPLÈTE TAILLES GAUGES

Pour ponction des sites implantables veineux, rachidiens, artériels et péritonéaux.

Aiguilles de Huber

Références	Désignation		Longueur utile (mm)	Domaine conseillé	Conditionnement
522506	Courbe	6/10°	23G	20	Chimiothérapie pédiatrique
522007		7/10°	22G	20	Chimiothérapie, Reflux sanguin, Hyper-hydratation
522507		7/10°	22G	25	
523807		7/10°	22G	35	
522509		9/10°	20G	20	Hyper-hydratation, Chimiothérapie, Culot globulaire, Prélèvement sanguin, Nutrition parentérale
523809		9/10°	20G	35	
522511		11/10°	19G	20	Très gros débits, Culot globulaire, Prélèvement sanguin, Transfusion, Nutrition parentérale
523811		11/10°	19G	35	
512506	Droite	6/10°	23G	25	Chimiothérapie pédiatrique
512507		7/10°	22G	30	Chimiothérapie, Reflux sanguin, Hyper-hydratation
513807		7/10°	22G	38	
512509		9/10°	20G	25	Hyper-hydratation, Chimiothérapie, Culot globulaire, Prélèvement sanguin, Nutrition parentérale
512511		11/10°	19G	25	
513811		11/10°	19G	38	Très gros débits, Culot globulaire, Prélèvement sanguin, Transfusion, Nutrition parentérale



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Larges ailettes : - bonne prébension
- bonne stabilité

TUBULURE - Non DEHP (sans phtalates)

Pas d'interaction avec les agents anti-cancéreux

Polyperf® sans site d'injection latéral - aiguilles de Huber

Références	Désignation		Longueur utile (mm)	Tubulure (cm)	Conditionnement
581707	Aiguille courbe avec prolongateur, luer lock et clamp	7/10° mm	22G	17	Boîte de 10
582007		7/10° mm	22G	20	
582507		7/10° mm	22G	25	
583007		7/10° mm	22G	30	
583507		7/10° mm	22G	35	
581709		9/10° mm	20G	17	
582009		9/10° mm	20G	20	
582509		9/10° mm	20G	25	
583009		9/10° mm	20G	30	
583509		9/10° mm	20G	35	
581711		11/10° mm	19G	17	
582011		11/10° mm	19G	20	
582511		11/10° mm	19G	25	
583011		11/10° mm	19G	30	
583511		11/10° mm	19G	35	

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Sans latex



Code couleur ailettes :
- reconnaissance immédiate de la gauge

Polyperf® avec site d'injection latéral - aiguilles de Huber

Références	Désignation		Longueur utile (mm)	Tubulure (cm)	Conditionnement
592007	Aiguille courbe avec prolongateur, luer lock, clamp et site d'injection	7/10° mm	22G	20	Boîte de 10
592507		7/10° mm	22G	25	
592009		9/10° mm	20G	20	
592509		9/10° mm	20G	25	
592011		11/10° mm	19G	20	
592511		11/10° mm	19G	25	

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

CE 0459