

Imagerie
interventionnelle

▶ FLAMINGO

Le système d'inflation
ergonomique et compact

- Pression max. 30 atm
- Seringue 20 cc
- Manomètre rotatif 90°



▶ FLAMINGO



CONFORT D'UTILISATION

- Bonne prise en main
 - ▶ système ergonomique, léger et compact



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Débullage facilité
 - ▶ transparence du matériel
- Poignée sensitive
 - ▶ résistance progressive de la poignée à partir de 12 bars
- Exposition aux RX limitée
 - ▶ inflation directe du ballon



RÉDUCTION DES COÛTS

- Produit unique pour toutes les procédures
 - ▶ montée en pression jusqu'à 30 atm
- Stockage optimisé
 - ▶ emballage réduit et superposable

Références	Désignation	Accessoires	Conditionnement
0218ND	Système d'inflation 30 atm		Boîte de 12 unités
0218NA	Système d'inflation 30 atm	trefoil robinet 3 voies	Boîte de 12 unités
0218PM	Système d'inflation 30 atm + Kit PTCA 3 éléments	myshell lite connecteur Y 7F avec raccord passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 12 unités
0218KT	Système d'inflation 30 atm + Kit PTCA 3 éléments	ketch connecteur Y 7F avec raccord passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 12 unités
0218NP	Système d'inflation 30 atm + Kit PTCA 3 éléments	ketch connecteur Y 7F sans raccord passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 12 unités
0218KR	Système d'inflation 30 atm + kit PTCA 3 éléments	trefoil robinet 3 voies ketch connecteur Y 7F avec raccord passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 12 unités
0218TR	Système d'inflation 30 atm + kit PTCA 3 éléments	valve à vis passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 12 unités

Tous les produits sont stérilisés en ETO.