

Imagerie
interventionnelle

▶ MYSHELL LITE

Le connecteur Y
conçu pour votre main



- **Système push-pull**
- **Double valve en silicone**
- **Diamètre interne jusqu'à 9F**

▶ MYSHELL LITE

○ SYSTEME PUSH-PULL

- Matériel mobilisable valve fermée
 - ▶ manipulation minimisée
 - ▶ fuite de sang et chute de pression limitées

○ DOUBLE VALVE EN SILICONE

- Matériau non agressif
 - ▶ revêtement des cathéters préservé

○ VERSION 9F

- Large lumière interne
 - ▶ adaptée aux procédures difficiles de kissing...

Références Diamètre interne 7F	Références Diamètre interne 9F	Désignation	Conditionnement
0210PA		connecteur Y myshell lite 7F raccord PVC 20cm – Luer lock femelle	Boîte de 25 unités
0210PC		connecteur Y myshell lite 7F raccord PVC 20cm – robinet 3 voies	Boîte de 25 unités
0210PG		connecteur Y myshell lite 7F raccord PVC 50cm – robinet 3 voies	Boîte de 25 unités
	0210QA	connecteur Y myshell lite 9F raccord PVC 20cm – Luer lock femelle	Boîte de 25 unités
	0210QC	connecteur Y myshell lite 9F raccord PVC 20cm – robinet 3 voies	Boîte de 25 unités
	0210QG	Connecteur Y myshell lite 9F raccord PVC 50cm – robinet 3 voies	Boîte de 25 unités
0210TL		Kit PTCA 3 éléments myshell lite 7F 0210PC passe-guide métallique torqueur vissant	Boîte de 25 unités
	0210SB	Kit PTCA 2 éléments myshell lite 9F 0210QA passe-guide métallique	Boîte de 25 unités
	0210SE	Kit PTCA 3 éléments myshell lite 9F 0210QC passe-guide métallique torqueur alligatork	Boîte de 25 unités

Tous les produits sont stérilisés en ETO.